

Fiche Technique Patient

R Li G8



R Li 8

R Li 8.16

R Li 8.12

R Li 8.8

7 3 3 6 1 4 0



Aide Auditive de Classe II Droite
(Age < ou = 20 ans, BIOTONE TECH)

7 3 3 6 1 6 3



Aide Auditive de Classe II Gauche
(Age < ou = 20 ans, BIOTONE TECH)

7 3 3 6 1 8 6



Aide Auditive de Classe II Droit
(Age > 20 ans, BIOTONE TECH)

7 3 7 9 9 7 1



Aide Auditive de Classe II Gauche
(Age > 20 ans, BIOTONE TECH)

		16	12	8
Canaux Traitements / Réglages / Programmes		48 / 20 / 6	36 / 18 / 6	32 / 16 / 6
Pré-réglages sur 48 canaux		●	●	●
Auto Optimization		G8	G8	G8
Multi-Track Processing		5	3	2
Occlumatic		2.0	2.0	2.0
Streaming Audio Direct / Auto volume		● / ●	● / ●	● / ●
Synchronisation Binaural		●	●	●
Directionnalité	Automatique	●	●	●
	Adaptative	●	●	●
	Panorama	●	●	●
	Avant / Arrière	● ²⁾	● ²⁾	—
	Gauche / Droit	● ²⁾	manual	—
	Etroite Avancé	●	●	●
Réducteur de bruits	Bruit stationnaire	●	●	●
	Bruit impulsif	●	●	●
	Bruit de vent	●	●	●
	Réverbération	auto	●	—
Fonctionnalité HiFi / Compression fréquentielle sélective		● / ●	— / ●	— / ●
Musique	Live	●	●	—
	Musiciens	●	●	—
	Musique enregistrée	●	●	—
	Musique automatique	—	—	●
Acouphènes	Sound Therapy	●	●	●
	Notch Therapy	●	●	●
2earPhone		●	●	●
Acclimatic / Data Logging		● / ●	● / ●	● / ●
Capteur de mouvement		●	●	●
Mini Ecouteurs 3.0 (jusqu'à 6 tailles)		S, M, P, HP	S, M, P, HP	S, M, P, HP
Dômes		3.0	3.0	3.0

²⁾ automatique, manuelle

● Disponible
▲ Obligatoire

○ Optionnel
— non disponible

Configuration & Accessoires

Niveau de gamme	16, 12, 8,	R Li 8
Compositions		
Indice de protection		IP68
Type de batterie / taille		Lithium-ion
Accessoires de programmation		
Noahlink Wireless		▲
ConnexxAir		—
Programming adapter / cable		—
Accessoires		
Smart Key		○
Smart Transmitter 2,4		○
Smart Mic		○
Audio Service App (iOS, Android)		○
Charger		▲
Universal Cable Charger		○
Travel Charger RIC		○
Charging Station R		○
Charging+ Station R		○
CROS R Li 8		○

▲ Obligatoire — non disponible
 ○ Optionnel

