

INCOGNITO
AFFLELOU

Fiche Technique Patient

IC RIC LI T BC G8



IC RIC LI T BC 8

IC RIC LI T BC G8.16

IC RIC LI T BC G8.8

IC RIC LI T BC 8 | Caractéristiques

		16	8
Canaux traitements / Réglages / Programmes		48 / 20 / 6	32 / 16 / 6
Pré-réglages sur 48 canaux		●	●
Auto Optimization		G8	G8
Multi-Track Processing		5	2
Occlumatic		2.0	2.0
Streaming audio Direct / Auto volume		● / ●	● / ●
Synchronisation Binaural		●	●
Directionnalité	Automatique	●	●
	Adaptative	●	●
	Panorama	●	●
	Avant / Arrière	●	●
	Gauche / Droite	● ²	—
	Étroite / Avancée	● ²	—
Réducteur de bruits	Bruit stationnaire	●	●
	Bruit impulsionnel	●	●
	Bruit de vent	●	●
	Réverbération	auto	—
Fonctionnalité HiFi / Compression fréquentielle sélective		● / ●	— / ●
Musique	Live	●	—
	Musiciens	●	—
	Musique enregistrée	●	—
	Musique automatique	—	●
Acouphènes	Sound Therapy	●	●
	Notch Therapy	●	●
2earPhone		●	●
Acclimatic / Data Logging		● / ●	● / ●
Capteur de mouvement		●	●
Mini écouteur 3.0 (jusqu'à 6 tailles)		S, M, P, HP	S, M, P, HP
Dômes		3.0	3.0

2. automatique, manuelle

● Disponible
▲ Obligatoire
○ Optionnel
— Non disponible

IC RIC LI T BC 8 | Configuration & accessoires

Niveau de gamme	16, 8	R LI T BC 8
Compositions		
Indice de protection		IP68
Type de batterie / Taille		Lithium-ion
Accessoires de programmation		
Noahlink Wireless		▲
ConnexxAir		—
Programming adapter / Cable		—
Accessoires		
Smart Key		○
Smart Transmitter 2,4		—
Smart Mic		—
Audio Service App (iOS, Android)		▲
TV Sound		○
Charger		▲
Universal cable charger		○
Travel charger RIC		○
Charging station R		○
Charging+ station R		○
CROS R LI 8		○

▲ Obligatoire ○ Optionnel
— Non disponible

