

Fiche Technique Patient

R L I T B C G8



R L I T B C 8

R L I T B C 8.16

R L I T B C 8.12

R L I T B C 8.8

R L I T B C 8 | Caractéristiques

		16	12	8
Canaux traitements / Réglages / Programmes		48 / 20 / 6	36 / 18 / 6	32 / 16 / 6
Pré-réglages sur 48 canaux		●	●	●
Auto Optimization		G8	G8	G8
Multi-Track Processing		5	3	2
Occlumatic		2.0	2.0	2.0
Streaming audio Direct / Auto volume		● / ●	● / ●	● / ●
Synchronisation Binaural		●	●	●
Directionnalité	Automatique	●	●	●
	Adaptative	●	●	●
	Panorama	●	●	●
	Avant / Arrière	●	●	●
	Gauche / Droite	● ²	● ²	—
	Étroite / Avancée	● ²	manual	—
Réducteur de bruits	Bruit stationnaire	●	●	●
	Bruit impulsionnel	●	●	●
	Bruit de vent	●	●	●
	Réverbération	auto	●	—
Fonctionnalité HiFi / Compression fréquentielle sélective		● / ●	— / ●	— / ●
Musique	Live	●	●	—
	Musiciens	●	●	—
	Musique enregistrée	●	●	—
	Musique automatique	—	—	●
Acouphènes	Sound Therapy	●	●	●
	Notch Therapy	●	●	●
2earPhone		●	●	●
Acclimatic / Data Logging		● / ●	● / ●	● / ●
Capteur de mouvement		●	●	●
Mini écouteur 3.0 (jusqu'à 6 tailles)		S, M, P, HP	S, M, P, HP	S, M, P, HP
Dômes		3.0	3.0	3.0

2. automatique, manuelle

● Disponible
▲ Obligatoire

○ Optionnel
— Non disponible

R LI T BC 8 | Configuration & accessoires

Niveau de gamme	16, 12, 8	R LI T BC 8
Compositions		
Indice de protection		IP68
Type de batterie / Taille		Lithium-ion
Accessoires de programmation		
Noahlink Wireless		▲
ConnexxAir		—
Programming adapter / Cable		—
Accessoires		
Smart Key		○
Smart Transmitter 2,4		—
Smart Mic		—
Audio Service App (iOS, Android)		▲
TV Sound		○
Charger		▲
Universal cable charger		○
Travel charger RIC		○
Charging station R		○
Charging+ station R		○
CROS R LI 8		○

▲ Obligatoire

○ Optionnel

— Non disponible

