

PORTFOLIO STAND OKTOBER 2026



Atelier

tune IdOs

DESIGNED IN GERMANY



Immer an Ihrer Seite: Ihr persönlicher *Atelier*-Experte!

Während des gesamten Bestellvorgangs Ihres Atelier tune IdO-Hörsystems werden Sie vom Atelier Experten-Team begleitet. Jeder Auftrag wird vor Ort in Löhne geprüft und es erfolgt eine individuelle Beratung hinsichtlich der Optimierungsmöglichkeiten für die Herstellung des von Ihnen bestellten maßgefertigten Atelier tune IdO-Hörsystems.

Telefon: +49 5732 6878 4800

E-Mail: atelier@audioservice.com

Atelier

Tradition und Präzision für meisterhafte **tune IdOs**.

Die Wurzeln von Audio Service reichen ins Jahr 1977 zurück, als Hörakustikmeister Horst Peter Hühne die Vorteile kompakter IdO-Hörsysteme erkannte und Deutschlands ersten Anbieter dafür gründete.

Diese Leidenschaft für Handwerkskunst und individuelle Perfektion prägt Audio Service seit jeher. Jedes Atelier tune IdO ist Ausdruck dieser Werte und für uns der Gold Standard – das Beste aus unserer Welt maßgefertigter IdOs, vereint in Atelier – einer Marke von Audio Service.

Designed in Germany

Maßgefertigte Atelier tune IdOs – von erfahrenen Spezialisten in Löhne für perfekten Sitz modelliert. So erleben Ihre Kunden nicht nur technologische Perfektion, sondern auch die besondere Ästhetik der Atelier tune IdOs.

Diskrete Ästhetik

Kleinste Bauformen, die sich nahezu unsichtbar in den Gehörgang einfügen.

Mehr als Service

Ein Atelier Experten-Team aus Löhne steht Ihnen mit Erfahrung und persönlicher Beratung zur Seite – vom ersten Abdruck bis zum Hörerlebnis.

tune

In jedem maßgefertigten Atelier tune IdO verschmelzen traditionelle Handwerkskunst und moderne Technologie – für Hörsysteme, die alle Tech Level erlebbar machen, sich flexibel anpassen lassen und mit den Bedürfnissen wachsen.

Modernste Fertigung

Die Fertigung aller maßgefertigten Atelier tune IdOs erfolgt in unserem European Manufacturing Center in Poznań, Polen, unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards.



Atelier

G8 – Einfach mehr als man sieht
CIC Li 8 – Unser kleinstes, individuell modelliertes
und wiederaufladbares IdO.



Akkuleistung in ihrer
diskretesten Form

Das neue **CIC Li 8** erweitert das Portfolio um ein maßgefertigtes IdO mit Akku – für Kunden die höchsten Wert auf Diskretion legen und dabei auch unterwegs unabhängig bleiben möchten.

Der Lithium-Ionen-Akku des **CIC Li 8** ermöglicht bis zu 35 Stunden Laufzeit – in einem individuell gefertigten Im-Ohr-Hörsystem, das sich nahezu unsichtbar im Gehörgang einfügt. Der dazugehörige Travel Charger bietet bis zu sechs zusätzliche Ladezyklen und unterstreicht den Anspruch auf Unabhängigkeit und hochwertige Versorgung – auch unterwegs.

AudioTronic 1 Mic –
gezielte Sprachfokussierung
bei minimaler Baugröße

Das **CIC Li 8** nutzt AudioTronic 1 Mic: unsere intelligente Direktionalitätslösung, die das natürliche Richtungshören unterstützt. Möglich wird das durch die enge Zusammenarbeit der Hörsysteme. Sprache von vorne wird klarer hervorgehoben, während Nebengeräusche sinnvoll reduziert werden.

Voraussetzung dafür ist ein optimaler Sitz im Gehörgang, denn nur so kann die Direktionalität dort wirken, wo das Ohr den Schall bündelt – ein Zusammenspiel von Technik und handwerklich perfekter Passform.

Flexibilität durch tune

Mit tune bleibt das **CIC Li 8** auch langfristig anpassbar: Tech Level lassen sich unkompliziert upgraden – ohne neue Abdrucknahme oder Neuanfertigung. Das ermöglicht Ihnen eine effiziente Anpassung an sich wandelnde Kundenbedürfnisse.

Atelier

G8 | **CIC Li 8**



Typ	CIC Li 8
G8 Verstärkung in dB	50 / 55 / 60
Bauform	CIC

Highlights

- + Unser kleinstes IdO mit Lithium-Ionen-Akku
- + AudioTronic 1 Mic
- + G8 Auto Optimization
- + EchoClear Auto
- + Travel Charger für bis zu 6 vollständige Ladevorgänge unterwegs
- + Programmierbar über ConnexxAir
- + IP68- Schutzart

Eigenschaften/Tech Level	16	12	8	6	4
Signal-/Frequenzkanäle/Programme	48 / 20 / 6	36 / 18 / 6	32 / 16 / 6	24 / 12 / 4	16 / 8 / 4
First Fit 48 Kanäle	•	•	•	•	•
Auto Optimization	G8	G8	G8	G8	G8
Multi-Track Processing™	-	-	-	-	-
Direct Audio Streaming/ Auto Volume	-	-	-	-	-
Binaurale Synchronisation	•	•	•	•	•
Direktionalität (1 Mikro.) AudioTronic 1 Mic	Automatisch/ Adaptiv	Automatisch/ Adaptiv	Automatisch/ Adaptiv	-	-
Störschallreduzierung	Störschallmanager Impulsunterdrücker	Störschallmanager Impulsunterdrücker	Störschallmanager Impulsunterdrücker	Störschallmanager Impulsunterdrücker	Störschallmanager Impulsunterdrücker
Windgeräuschreduzierung	•	•	•	•	•
EchoClear/Enthallung	Auto/Manuell	Manuell	-	-	-
HiFi-Funktionalität/Selektive Frequenzkompression	• / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Musik	Live-Musik, Musiker, Tonträger	Live-Musik, Musiker, Tonträger	MusicSelect	MusicSelect	-
Tinnitus	Sound Therapie Notch Therapie	Sound Therapie Notch Therapie	Sound Therapie Notch Therapie	Sound Therapie Notch Therapie	-
ZearPhone	•	•	•	•	•
Acclimatic/Data Logging	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
IP-Schutzart	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
CROS IF CIC Li 8	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional

Zubehör & App

Travel Charger Custom CIC / Remote Control / Audio Service App


Erläuterung: • Serienausstattung – Nicht lieferbar

Artelier

G8 – Exzellente Signalverarbeitung

ITC 8/ITE 8

Die ITC 8 / ITE 8 verbinden die Vorteile moderner Signalverarbeitung mit einer passgenauen Fertigung in Kombination mit unserem einzigartigen tune.



Audiologische Leistung ohne Kompromisse

Auto Optimization passt sich automatisch an wechselnde Hörsituationen an – für mehr Sprachklarheit auch in halligen Umgebungen. Multi-Track Processing™* trennt parallele Audiosignale präzise, während **EchoClear Auto** störende Reflexionen reduziert. Das Ergebnis: entspanntes Hören in komplexen Alltagssituationen.

Kraftvoll und flexibel

Mit bis zu 60 dB Verstärkung und 124 dB Ausgang bieten die ITC 8 / ITE 8 ausreichend Leistung, um auch für herausfordernde Audiogramme gerüstet zu sein. Falls sich im Alltag zeigt, dass noch etwas mehr Unterstützung benötigt wird, lässt sich die Verstärkungsleistung barrierefrei – auch ohne Bluetooth®-Anbindung – per Fernbedienung oder App über die einzigartige Möglichkeit hochfrequenter Töne feinjustieren.

Individuell konfigurierbar

Ob mit Taster, Poti oder T-Spule – die ITC 8 / ITE 8 Hörsysteme lassen sich gezielt an Kundenbedürfnisse anpassen und verbinden audiologische Spitzenleistung mit handwerklicher Präzision. Für all jene, die Wert auf individuelle Lösungen legen.

Die passende Lösung

Ideal für Kunden, die bereits mit IdOs versorgt wurden oder gezielt eine maßgefertigte Alternative zu RIC- und HdO-Hörsystemen wählen und dabei keine Kompromisse bei der audiologischen Leistung eingehen möchten.

*Gültig für Modelle mit 2 Mikrofonen und Wireless-Funktionalität

Artelier

G8 | ITC 8 / ITE 8



Highlights

- + Opt. Taster / Lautstärksteller / 2 Mikrofone
- + G8 Multi-Track Processing™ 2)
- + G8 Auto Optimization
- + EchoClear Auto
- + Programmierbar mit Programmierkabel Flex-Connect und mit ConnexxAir¹⁾
- + Batterielaufzeit von bis zu 135 Stunden
- + 312er Batterie

Typ		ITC 8	ITE 8
G8	Verstärkung in dB	50 ³⁾ /55/60	55/60
	Bauform	Standard	Gehörgangsgerät
		Option	Halbconcha

Eigenschaften/Tech Level	16	12	8	6	4
Signal-/Frequenzkanäle/Programme	48 / 20 / 6	36 / 18 / 6	32 / 16 / 6	24 / 12 / 4	16 / 8 / 4
First Fit 48 Kanäle	•	•	•	•	•
Auto Optimization	G8	G8	G8	G8	G8
Multi-Track Processing™ 2)	5	3	2	2	2
Direct Audio Streaming/ Auto Volume	-	-	-	-	-
Binaurale Synchronisation ¹⁾	•	•	•	•	•
Direktionalität (2 Mikro.)	Automatisch/Adaptiv Vorne/Hinten Links/Rechts ²⁾ Adaptiver Split-Fokus ²⁾	Automatisch/Adaptiv Vorne/Hinten Links/Rechts ²⁾ Adaptiver Split-Fokus ²⁾	Automatisch/Adaptiv Adaptiver Split-Fokus ²⁾	Automatisch/Adaptiv	Automatisch
Direktionalität (1 Mikro.) ¹⁾ AudioTronic 1 Mic	Automatisch/ Adaptiv	Automatisch/ Adaptiv	Automatisch/ Adaptiv	-	-
Störschallreduzierung	Störschallmanager Impulsunterdrücker	Störschallmanager Impulsunterdrücker	Störschallmanager Impulsunterdrücker	Störschallmanager Impulsunterdrücker	Störschallmanager Impulsunterdrücker
Windgeräuschreduzierung	•	•	•	•	•
EchoClear/Enthallung	Auto/Manuell	Manuell	-	-	-
HiFi-Funktionalität/Selektive Frequenzkompression	• / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Musik	Live-Musik, Musiker, Tonträger	Live-Musik, Musiker, Tonträger	MusicSelect	MusicSelect	-
Tinnitus	Sound Therapie Notch Therapie	Sound Therapie Notch Therapie	Sound Therapie Notch Therapie	Sound Therapie Notch Therapie	-
ZearPhone ¹⁾	•	•	•	•	•
Acclimatic/Data Logging	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Telefonspule	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
CROS IF CIC Li 8 ¹⁾	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional

1) Gültig für Modelle mit Wireless-Funktionalität 2) Nur mit 2-Mikrofonen und mit Wireless-Funktionalität 3) Nur ITC 8


Zubehör & App

Remote Control / Audio Service App

Erläuterung: • Serienausstattung – Nicht lieferbar

Atelier

G8 | DIC 8 | CIC 8




Highlights

- + Unser kleinstes IdO
- + G8 Auto Optimization
- + i3 Faceplate für kleinste Baugrößen
- + AudioTronic 1Mic (narrow)
- + Höhere Auflösung
- + 25 % schnellere Rechenleistung im Vergleich zum Vorgängermodell Icon G5
- + HF4 black Filter

Typ	DIC 8	CIC 8	CIC 8 mit Taster
G8 Verstärkung in dB	50	50 / 55 / 60	50 / 55 / 60
Bauform	DIC	CIC	CIC

Eigenschaften/Tech Level	16	12	8	6	4
Signal-/Frequenzkanäle/Programme	48 / 20 / 6	36 / 18 / 6	32 / 16 / 6	24 / 12 / 4	16 / 8 / 4
Auto Optimization	G8	G8	G8	G8	G8
Binaurale Synchronisation ¹⁾	•	•	•	•	•
Direktionalität ¹⁾ AudioTronic 1 Mic	Automatisch/Adaptiv	Automatisch/Adaptiv	Automatisch/Adaptiv	-	-
Störschallreduzierung	Störschallmanager Impulsunterdrücker Direktional	Störschallmanager Impulsunterdrücker Direktional	Störschallmanager Impulsunterdrücker	Störschallmanager Impulsunterdrücker	Störschallmanager Impulsunterdrücker
Windgeräuschreduzierung	•	•	•	•	•
EchoClear/Enthallung	Auto	•	-	-	-
HiFi-Funktionalität/Selektive Frequenzkompression	• / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Musik	Live-Musik Musiker Tonträger	Live-Musik Musiker Tonträger	MusicSelect	MusicSelect	-
Tinnitus	Sound Therapie Notch Therapie	Sound Therapie Notch Therapie	Sound Therapie Notch Therapie	Sound Therapie Notch Therapie	-
2earPhone ¹⁾	•	•	•	•	•
Acclimatic/Data Logging	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
CROS IF CIC Li 8 ¹⁾	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional

1) Gültig für Modelle mit Wireless-Funktionalität



Rechts/Links unterschiedliche Faceplategeometrien zur Erzielung der optimalen Baugröße

Zubehör & App

Remote Control / Audio Service App / Programmieradapter DIC 8/CIC 8 (für i3 Faceplate)

Atelier

G7 | ITC / ITE Li 7



Highlights

- + Multi-Track Processing™
- + EchoClear Auto
- + Headset-Modus
- + Direct Audio Streaming für Android (ASHA) und iOS
- + Lithium-Ionen-Akku
- + Kontaktloses Laden
- + Schnellladefunktion
- + Programmierbarer Taster
- + Integrierter Bewegungssensor
- + IP68-Schutzart

Typ	ITC Li 7	ITE Li 7
G7 Verstärkung in dB	50 / 55 / 65	55 / 65
Bauform	Standard	Halbconcha
	Option	Concha
	Concha kleine Cymba	Concha kleine Cymba / Concha große Cymba

Eigenschaften/Tech Level	16	12	8	6	4
Signal-/Frequenzkanäle/Programme	48 / 20 / 6	32 / 16 / 6	24 / 12 / 6	16 / 8 / 4	16 / 8 / 4
Comformatic 2.0	HiRes	HiRes	HiRes	HiRes	HiRes
Direct Audio Streaming/ Auto Volume	Made for iPhone, Android Version 10 oder höher (ASHA) / Auto Volume	Made for iPhone, Android Version 10 oder höher (ASHA) / Auto Volume	Made for iPhone, Android Version 10 oder höher (ASHA) / Auto Volume	Made for iPhone, Android Version 10 oder höher (ASHA) / Auto Volume	Made for iPhone, Android Version 10 oder höher (ASHA) / Auto Volume
Binaurale Synchronisation	•	•	•	•	•
Direktionalität	Automatisch/Adaptiv Panorama Vorne/Hinten Rechts/Links Automatisch & Manuell Adaptiver Fokus	Automatisch/Adaptiv Panorama Vorne/Hinten Rechts/Links Automatisch & Manuell Adaptiver Fokus	Automatisch/Adaptiv, Panorama, Adaptiver Fokus	Automatisch/Adaptiv, Panorama	Automatisch/Adaptiv, Panorama
Störschallreduzierung	Störschallmanager, Impulsunterdrücker, Direktional	Störschallmanager, Impulsunterdrücker, Direktional	Störschallmanager Impulsunterdrücker	Störschallmanager Impulsunterdrücker	Störschallmanager
Windgeräuschreduzierung	•	•	•	•	-
Multi-Track Processing™	2	2	2	2	2
EchoClear / Enthallung	•	•	-	-	-
Headset-Modus	•	•	•	-	-
HiFi-Funktionalität/Selektive Frequenzkompression	• / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Musik	Live-Musik, Musiker, Tonträger	Live-Musik, Musiker, Tonträger	MusicSelect	MusicSelect	-
Tinnitus	Sound Therapie Notch Therapie	Sound Therapie Notch Therapie	Sound Therapie Notch Therapie	Sound Therapie Notch Therapie	-
2earPhone	•	•	•	•	•
Acclimatic/Data Logging	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
IP-Schutzart	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
CROS R Li 7 / CRO R S 7	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional

Zubehör & App

Smart MIC / Remote Control / TV Sound / Custom Charger Station / Audio Service App

Erläuterung: • Serienausstattung - Nicht lieferbar

Atelier

Farben und Oberflächen

Für neue Akzente und mehr Individualität

Farben Schale						
Beige (CD)	Tan (TN)	Mocha (MC)	Braun (BN)	Espresso (ESP)	Dunkelbraun (DB)	Schwarz (BK)
Transparent						
Rot (RD)	Blau (BL)	Transparent (CL)	Zitrus (CY/YE)	Smaragd (CG/GN)	Orange (CO/OR)	Purpur (CV/VL)

Farben Schale										
Typ		Beige (CD)	Tan (TN)	Mocha (MC)	Braun (BN)	Dunkelbraun (DB)	Espresso (ESP)	Schwarz (BK)	Transparent	
									Rot(RD) Blau (BL) Transparent (CL)	Zitrus (CY/YE) Smaragd(CG/GN) Orange(CO/OR) Purpur(CV/VL)
G8	CIC Li 8	-	-	•	-	-	Optional*	Optional	-	-
	ITC 8 / ITE 8	•	Optional	Optional	Optional	Optional	-	Optional	Optional	Optional
	DIC 8	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	-	•	Optional	Optional
	CIC 8	Optional	Optional	Optional	•	Optional	-	Optional	Optional	Optional
G7	ITE /ITC Li 7	•	Optional	Optional	Optional	-	Optional	Optional	Optional*	-

• Standard-Schalenfarbe

* In Vorbereitung

• Standard-Schalenfarbe * In Vorbereitung

Farben Faceplate						
Beige (BG)	Tan (TN)	Mocha (MC)	Braun (BN)	Espresso (ESP)	Dunkelbraun (DB)	Schwarz (BLK)

		Farben Faceplate						
Typ		Beige (BG)	Tan (TN)	Mocha (MC)	Braun (BN)	Espresso (ESP)	Dunkelbraun (DB)	Schwarz (BK)
G8	CIC Li 8 ¹⁾	-	-	•	-	Optional*	-	Optional
	ITC 8 / ITE 8	•	Optional	Optional	Optional	-	Optional	Optional
	DIC 8	-	-	Optional	-	-	Optional	•
	CIC 8	-	-	Optional	•	-	-	Optional
G7	ITE /ITC Li 7	•	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional

• Standard-Faceplatefarbe ¹⁾ CIC Li 8: Faceplatefarbe nur identisch zur Schalenfarbe bestellbar * In Vorbereitung

Optionen für Oberflächen und Beschichtungen

Standardbeschichtung: ComforMed
Optional: Verglasung, Weichbeschichtung, Vergoldung (nicht bei Wireless und Bluetooth®)

Atelier

Zubehör

Für höchste Flexibilität



Smart Mic

Das Smart Mic überträgt Sprache und Audio direkt ins Hörsystem und dient als Freisprecheinrichtung und Fernbedienung.



Remote Control

Die Remote Control ermöglicht eine einfache, diskrete Steuerung von Lautstärke und Programmen. Sie benötigt keine Bluetooth®-Verbindung und ist deshalb kompatibel mit allen Audio Service Hörsystemen.



TV Sound

Klarer Klang, komfortable Verbindung: TV Sound bietet eine neue Lösung für besseres Fernsehen. Der Bluetooth®-Sender überträgt TV-Ton in Stereo-Qualität direkt in kompatible Atelier Hörsysteme - automatisch, stabil und unkompliziert.



Travel Charger Custom CIC

Dieser extra für das CIC Li 8 entwickelte Travel Charger ermöglicht bis zu 6 zusätzliche vollständige Ladevorgänge unterwegs. Er kann bequem über USB-C oder kabellos aufgeladen werden - für mehr Freiheit im Alltag.



Custom Charger Station

Die Ladestation für die ITE/ITC Li 7 IdOs funktioniert denkbar einfach. Legen Sie die Hörsysteme ein und schon startet der Ladeprozess. Dank der Schnellladefunktion sind die Hörsysteme rasch wieder einsatzbereit.

Zubehör					
Typ	Smart MIC	Remote Control	TV Sound	Travel Charger Custom CIC	Custom Charger Station
G8	CIC Li 8	•	-	•	-
	ITC 8 / ITE 8	•	-	-	-
	DIC 8 / CIC 8	•	-	-	-
G7	ITE /ITC Li 7	•	•	-	•

Programmieradapter i3

Für die Anpassung unserer DIC 8/CIC 8 IdOs mit i3 Faceplate ohne Taster wird ein spezieller Programmieradapter benötigt.


Bitte nutzen Sie nur diesen*. Eine Anpassung mittels des Vorgänger-Adapters ist nicht möglich. Die Adapter sind einfach zu unterscheiden: Die alten Adapter verfügen über eine schwarze Ummantelung, die neuen haben keine.



alt: Schwarze Ummantelung

Audio Service App

Die **Audio Service App** ermöglicht den Hörsystemträgern ihr Smartphone als Fernbedienung zu verwenden. Damit können Einstellungen wie Lautstärke, Programme und andere Funktionen bequem und intuitiv angepasst werden. Sie ist kompatibel mit iOS und Android und bietet zusätzlichen Komfort für alle Audio Service Geräte - wahlweise über Bluetooth® oder hochfrequente Steuerbefehle.



Erläuterung: • Serienausstattung – Nicht lieferbar * alternativ ConnexxAir für Wireless-Modelle

iPhone ist eine eingetragene Marke von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. Android ist eine eingetragene Marke von Google Inc.
Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG Inc. Jede Verwendung dieser Marken durch WSAUD A/S unterliegt
einer Lizenzvereinbarung. Andere Marken und Handelsnamen bleiben Eigentum der jeweiligen Inhaber.

AS AUDIO-SERVICE GmbH
Alter Postweg 190
32584 Löhne – Germany

Fon +49 57 32 . 68 78 - 48 00
Fax +49 57 32 . 68 78 - 48 90
info@audioservice.com

www.audioservice.com
 **facebook.com/AudioServiceGermany**
 **instagram.com/AudioserviceGermany**