

Auftragsformular Atelier IdO-Hörsysteme

Absender/Kundennummer

Angaben zum Kunden

Kommission

Ohrmulde/Gehörgang

☐ Druckgefährdet/verknorpelt

☐ Weich/nachgiebig

Audiogramm

Frequenz in Hz 250 500 1000 2000 3000 4000

HV in dB rechts

HV in dB links

(☐ Erstversorgung)

Ansprechpartner/Hörakustiker

☐ Frau ☐ Herr

☐ Rückruf erwünscht

Tel.-Nr.

Modell/Typ

1 Pflichtangaben

		Verstärkung (dB)				Poti / VC	Taster separat	Taster integ.	T-Spule	Wireless	Direktional	Bluetooth®	DIC	Mini-CIC	CIC	Mini-Kanal	Gehörgang	Halbconcha	Concha kleine Cyma	Concha große Cyma
Typ	Seite	Batterie	50	55	60	65														
DIC 8	R L	tune										1)								
CIC 8	R L	tune																		
ITC 8	R L	tune																		
ITE 8	R L	tune																		
ITC Li 7	R L	tune																		
ITE Li 7	R L	tune																		

Optionen, die nicht angekreuzt sind, werden nicht gebaut.

☒ = Standard ☐ = Optional ☒ = nicht erhältlich

☐ Wenn anatomisch nötig, dann größer bauen

Vent in mm

Pflichtangaben

☐ YO-Vent²⁾ ☐ D-Vent ☐ Runder Vent

	Ohne	1,0	1,3	1,6	2,0	2,5	3,0
Rechts							
Links							

☐ Vent durch Hersteller bestimmen / ComforVent (Audiogramm erforderlich)

Oberfläche

3

☐ Standard: ComforMed ☐ andere Beschichtung

Zusätzliche Schalenoptionen

Wachsen: ☐ Standard Option: ☐ x 0,5 ☐ x 1 ☐ x 2

☐ Ventstufe ☐ Gehörgangsende konisch

☐ Zugfaden

☐ Zusatzlaserung (max. 11 Zeichen)

☐ Anti-Rutsch Profil

Hinweise und Bemerkungen

Farben

2

Schale

Faceplate

Gehörgangslänge



☐ Lang (Standard bei DIC 8, CIC 8)

☐ Mittel (Standard bei ITC 8/ITE 8, ITE/ITC Li 7)

☐ Kurz

☐

☐ Maximal nutzbare Länge

Garantie Atelier tune IdO-Hörsysteme

Standardgarantie: TL 4-12: 36 Monate, TL 16: 72 Monate

Wir bieten eine **Garantieverlängerung** mit einer zusätzlichen Laufzeit:

☐ + 12 Monate ☐ + 24 Monate ☐ + 36 Monate

Die maximale Garantiezeit beträgt 72 Monate.³⁾

Drucken

Senden

Zurücksetzen

Sonderanfertigungen auf Anfrage. Optionen können kostenpflichtig sein.

¹⁾ Nur in Absprache mit dem Technischen Kundendienst möglich

²⁾ Bitte Größe für Ventbohrung angeben.

³⁾ Die detaillierten Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Stand unserer Preisliste.



Erläuterungen zum Auftragsformular für Atelier IdO-Hörsysteme

Stand Oktober 2025

					
DIC 8	CIC 8	CIC 8 mit Taster	ITC 8	ITC 8 / ITE 8 2 Mic	ITC / ITE Li 7
Mini-CIC / DIC	CIC Mini-CIC / Mini-Kanal	CIC Mini-Kanal	ITC	ITC / ITE	ITC / ITE

01

Optionen für Modell / Typ und Bauformen

	tune Tech Level	Typ	Verstärkung in dB	Bauform	
				Standard	Option
G8	16 - 4	DIC 8	50	Mini-CIC	DIC
		CIC 8	50 55 60	CIC	Mini-CIC / Mini-Kanal
		ITC 8	50 55 60	Gehörgangsgesetz	Halbconcha
		ITE 8	55 60	Concha	–
G7	16 - 4	ITC Li 7	50 55 65	Halbconcha	Concha kleine Cymba
		ITE Li 7	55 65	Concha	Concha kleine Cymba / Concha große Cymba

Optionen der technischen Ausstattung*







	tune Tech Level	Typ	Ausstattung		Bedienelemente		Konnektivität	
			Mikrofon	Wireless- funktionalität	Programmtaster	Lautstärkesteller	Telefonspule	Bluetooth
G8	16 - 4	DIC 8	1	Optional ¹⁾	–	–	–	–
		CIC 8	1	Optional	Optional	–	–	–
		ITC 8	1-2	Optional	Optional	Optional	–	–
		ITE 8	2	Optional	Optional	Optional	–	–
G7	16 - 4	ITC Li 7 / ITE Li 7	2	Standard	Standard	–	–	Standard

* Alle Atelier IdO-Hörsysteme sind über die Audio Service App und die Smart Key fernbedienbar.

¹⁾ Nur in Absprache mit dem Technischen Kundendienst möglich








Optionen für Farben

Farben Schale

Beige (CD)	Tan ¹⁾ (TN)	Braun (BN)	Dunkelbraun ¹⁾ (DB)	Schwarz (BK)	Weiß (WH)
					






1) nur verfügbar für DIC 8 / CIC 8 und für ITC 8 / ITE 8

Transparent

Rot (RD)	Blau (BL)	Transparent ²⁾ (CL)	Zitrus ²⁾ (CY/YE)	Smaragd ²⁾ (CG/ GN)	Orange ²⁾ (CO/OR)	Purpur ²⁾ (CV/VL)
						

2) nicht verfügbar für ITE/ITC Li 7

Koloriert mit Pearl-Effekt ³⁾ (Vent transparent)

Magenta (PM)	Orange (PO)	Kupfer (PC)	Lime (PL)	Grün (PG)
				

3) nicht verfügbar für DIC 8 / CIC 8 und für ITC 8 / ITE 8

Koloriert ⁴⁾ (Vent transparent)







Rot (RE)	Blau (BE)
	

4) nur verfügbar für ITE/ITC Li 7

Standard-Schalenfarben

DIC 8: schwarz, CIC 8: braun, ITC 8 / ITE 8: beige; ITE/ITC Li 7: braun

Farben Faceplate

Beige (BG)	Tan (TN)	Mocha (MC)	Braun (BN)	Dunkelbraun (DB)	Schwarz (BLK)
					

		Farben Faceplate					
Typ		Beige (BG)	Tan (TN)	Mocha (MC)	Braun (BN)	Dunkelbraun (DB)	Schwarz (BLK)
G8	DIC 8	–	–	○	–	○	●
	CIC 8	–	–	○	●	–	○
	ITC 8 / ITE 8	●	○	○	○	○	○
G7	ITE / ITC Li 7	●	○	○	○	○	○

Optionen für Oberflächen und Beschichtungen der Hörsysteme

Standardbeschichtung: ComforMed

Optional: Verglasung, Weichbeschichtung, Vergoldung (nicht bei Wireless und Bluetooth®)

Erläuterungen

- Serienausstattung
 - Optional möglich
 - Nicht lieferbar
- Zugfaden: serienmäßig bei DIC 8, CIC 8, optional bei ITC 8 / ITE 8, ITC/ITE Li 7
Optional individuelle Namenseinlaserung bei allen IdOs je nach Gerätegröße möglich.

iPhone ist eine eingetragene Marke von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. Android ist eine eingetragene Marke von Google Inc. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG Inc. Jede Verwendung dieser Marken durch WSAUD A/S unterliegt einer Lizenzvereinbarung. Andere Marken und Handelsnamen bleiben Eigentum der jeweiligen Inhaber.