

Auftragsformular für IdO-Hörsysteme

Absender / Kundennummer

Angaben zum Kunden

Kommission

Ohrmulde/Gehörgang

- ☐ Druckgefährdet/verknorpelt
☐ Weich/nachgiebig

Ansprechpartner/Hörakustiker

☐ Frau ☐ Herr

☐ Rückruf erwünscht

Tel.-Nr. _____

Audiogramm

Frequenz in Hz 250 500 1000 2000 3000 4000

HV in dB rechts

HV in dB links

(☐ Erstversorgung)

Modell/Typ

01 Pflichtangaben

Typ	Seite	Tech Level	Batterie	Verstärkung (dB)	Poti / VC	Taster separat	Taster integ.	T-Spule	Wireless	Direktional	Bluetooth®	DIC	Mini-CIC	CIC	Mini-Kanal	Gehörgang	Halbtonna	Concha kleine Cymba	Concha große Cymba
DIC 8	R L	4 6 8 12 16	10	50 55 65															
CIC 8	R L	4 6 8 12 16	10	50 55 65															
ITC 8	R L	4 6 8 12 16	312	50 55 65															
ITE 8	R L	4 6 8 12 16	312	50 55 65															
ITC Li 7	R L	4 6 8 12 16	Li-Ion	50 55 65															
ITE Li 7	R L	4 6 8 12 16	Li-Ion	50 55 65															
Ilea	R L	3	312	50 55 65															
Icon	R L	3	10	50 55 65															

Optionen, die nicht angekreuzt sind, werden nicht gebaut.

☐ = Standard

☐ = Optional

☒ = nicht erhältlich

☐ Wenn anatomisch nötig, dann größer bauen

Vent in mm Venting

Pflichtangaben

☐ YO-Vent²⁾ ☐ D-Vent ☐ Runder Vent

	Ohne	1,0	1,3	1,6	2,0	2,5	3,0
Rechts							
Links							

☐ Vent durch Hersteller bestimmen / ComforVent (Audiogramm erforderlich)

Oberfläche

03

☐ Standard: ComforMed ☐ andere Beschichtung _____

Zusätzliche Schalenoptionen

Wachsen: ☐ Standard Option: ☐ x 0,5 ☐ x 1 ☐ x 2

☐ Ventstufe ☐ Gehörgangsende konisch ☐ Zugfaden

☐ Zusatzlaserung (max. 11 Zeichen) _____

☐ Anti-Rutsch Profil

Hinweise & Bemerkungen

Farben

02

Schale _____

Faceplate _____

Gehörgangslänge



☐ Lang (Standard bei DIC 8, CIC 8, Icon 3 G4)

☐ Mittel (Standard bei ITC 8/ITE 8, ITE/ITC Li 7, Ilea 3 G4)

☐ Kurz

☐ Maximal nutzbare Länge

Garantieverlängerung

zur Standardgarantie
(TL 3-12: 15 Monate, TL 16: 72 Monate) für IdO-Hörsysteme:

☐ + 12 Monate ☐ + 24 Monate

☐ + 36 Monate ☐ + 48 Monate

Die maximale Garantiezeit beträgt 72 Monate.³⁾

Optionen können kostenpflichtig sein.



¹⁾ Nur in Absprache mit dem Technischen Kundendienst möglich.

²⁾ Bitte Größe für Ventbohrung angeben.

³⁾ Die detaillierten Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Stand unserer Preisliste.

Erläuterungen zum Auftragsformular für IdO-Hörsysteme

Stand Oktober 2025

								
DIC 8	CIC 8	CIC 8 mit Taster	ITC 8	ITC 8 / ITE 8 2 Mic	ITC / ITE Li 7	Icon 3 G4	Icon 3 G4 mit Taster	Ilea 3 G4
Mini-CIC / DIC	CIC Mini-CIC / Mini-Kanal	CIC Mini-Kanal	ITC	ITC / ITE	ITC / ITE	Mini-CIC / CIC	CIC Mini-Kanal	ITC / HS

01

Optionen für Modell / Typ und Bauformen

			Bauform		
Tech Level	Typ	Verstärkung in dB	Standard	Option	
G8	16 - 4	DIC 8	50	Mini-CIC	DIC
		CIC 8	50 55 60	CIC	Mini-CIC / Mini-Kanal
		ITC 8	50 55 60	Gehörgangsgerät	Halbconcha
		ITE 8	55 60	Concha	–
G7	16 - 4	ITC Li 7	50 55 65	Halbconcha	Concha kleine Cymba
		ITE Li 7	55 65	Concha	Concha kleine Cymba / Concha große Cymba
G4	3	Icon	50 55 65	CIC	Mini-CIC / Mini-Kanal
		Ilea	50 55	Gehörgangsgerät	Halbconcha / Concha

Optionen der technischen Ausstattung*







		Ausstattung		Bedienelemente		Konnektivität	
Tech Level	Typ	Mikrofon	Wireless-funktionalität	Programmtaster	Lautstärksteller	Telefonspule	Bluetooth®
G8	16 - 4	DIC 8	1	Optional ¹⁾	–	–	–
		CIC 8	1	Optional	–	–	–
		ITC 8	1-2	Optional	Optional	–	–
		ITE 8	2	Optional	Optional	–	–
G7	16 - 4	ITC Li 7 / ITE Li 7	2	Standard	–	–	Standard
G4	3	Icon	1	–	Optional	–	–
		Ilea	1	–	Optional	Optional	–

¹⁾ Nur in Absprache mit dem Technischen Kundendienst möglich

* Alle Audio Service IdO-Hörsysteme sind über die Audio Service App und die Smart Key fernbedienbar.




Optionen für Farben

Farben Schale

Beige (CD)	Tan ¹⁾ (TN)	Braun (BN)	Dunkelbraun ¹⁾ (DB)	Schwarz (BK)	Weiß (WH)
					






1) nur verfügbar für DIC 8 / CIC 8 und ITC 8 / ITE 8

Transparent

Rot (RD)	Blau (BL)	Transparent ²⁾ (CL)	Zitrus ²⁾ (CY/YE)	Smaragd ²⁾ (CG/GN)	Orange ²⁾ (CO/OR)	Purpur ²⁾ (CVVL)
						

2) nicht verfügbar für ITE/ITC Li 7

Koloriert mit Pearl-Effekt ³⁾ (Vent transparent)

Magenta (PM)	Orange (PO)	Kupfer (PC)	Lime (PL)	Grün (PG)
				

3) nicht verfügbar für DIC 8 / CIC 8 und für ITC 8 / ITE 8

Koloriert ⁴⁾ (Vent transparent)

Rot (RE)	Blau (BE)
	

4) nur verfügbar für ITE/ITC Li 7

Standard-Schalenfarben

DIC 8: schwarz, CIC 8: braun, ITC 8 / ITE 8: beige, ITE/ITC Li 7, Icon 3 G4: braun, Ilea 3 G4: beige

Farben Faceplate

Beige (BG)	Tan (TN)	Mocha (MC)	Braun (BN)	Dunkelbraun (DB)	Schwarz (BLK)
					

Farben Faceplate

Typ	Beige (BG)	Tan (TN)	Mocha (MC)	Braun (BN)	Dunkelbraun (DB)	Schwarz (BLK)
G8	DIC 8	–	–	◐	–	◐
	CIC 8	–	–	◐	–	◐
	ITC 8 / ITE 8	◐	◐	◐	◐	◐
G7	ITE / ITC Li 7	◐	◐	◐	◐	◐
	Icon 3 G4	–	–	◐	◐	–
G4	Ilea 3 G4	◐	◐	◐	◐	–

Optionen für Oberflächen und Beschichtungen der Hörsysteme

Standardbeschichtung: ComforMed

Optional: Verglasung, Weichbeschichtung, Vergoldung (nicht bei Wireless und Bluetooth®)

Erläuterungen

- Serienausstattung
 - ◐ Optional möglich
 - Nicht lieferbar
- Zugfaden: serienmäßig bei DIC 8, CIC 8, Icon 3 G4, optional bei ITC 8 / ITE 8, ITC/ITE Li 7, Ilea 3 G4
Optional individuelle Namenseinlaserung bei allen IdOs je nach Gerätegröße möglich.

iPhone ist eine eingetragene Marke von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. Android ist eine eingetragene Marke von Google Inc. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG Inc. Jede Verwendung dieser Marken durch WSAUD A/S unterliegt einer Lizenzvereinbarung. Andere Marken und Handelsnamen bleiben Eigentum der jeweiligen Inhaber.