

Auftragsformular für C.D.S. Otoplastiken Order form C.D.S. Ear Moulds

Absender /Kundennummer Despatcher / Client-No.

Ansprechpartner acoustician Frau Mrs. Herr Mr.

Rückruf erwünscht recall welcome

Tel.-Nr. Fon-No. _____

Angaben zum Kunden Client data

Kommission commission


Ohrmulde/Gehörgang auditory canal

Druckgefährdet/verknorpelt hard boned **Weich/nachgiebig** soft

Abdrücke impressions











Abdrücke nicht bearbeiten don't treat impressions

Open Folie Audio Shell

 **Open Folie Audio Shell** **Transparent** **Beige**

Bohrung für boring for **AudioFix (Standard)** Option: **Klebeverfahren** gluing

Otoplastiken EAR MOULDS **Filigrane Ausführung** Filigree Finish

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SE Ring skeleton | SE Schale fullshell | SE Halbschale halfshell | IO Stöpsel canal | SE Stöpsel canal lock | SE Halbspange halfshell caved | SE Spange fullshell caved | SE Kralle semi-skeleton | Schlauchhalterung tubeholder | IROS Otoplastik IROS-ear mould |
| <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> L | <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> L | <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> L | <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> L | <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> L | <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> L | <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> L | <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> L | <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> L | <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> L |

Schallschlauch Sound Bore

Standard: Schlauch 3,1 mm (falls nicht möglich, Winkel lose) tube 3.1 mm (if not possible, angle not glued)

Option: **Winkel** angle **Bakke-Horn** **Dry-Tube** **Push-Pull 3,4 mm**

Winkel mit Trichterbohrung angle with horn-bore **Libby-Horn** **AudioFix** **Kinderschlauch 2,5 mm** child tube 2.5 mm

Belüftung Venting

Ohne no venting **Größtmöglich** as large as possible **Platz für Vent** space left for venting **Offen (inkl. Stufe)** open (incl. step)

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Ventgröße vent size | <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> L | <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> L | <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> L | <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> L | <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> L | <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> L | <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> L | <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> L | <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> L | <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> L | <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> L | <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> L |
| Power-Vent | <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> L | <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> L | <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> L | <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> L | <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> L | | | | | | | |

Kanallänge / -ende Canal Length / End

Kurz short **Standard: Konisch** conical

Mittel middle (Standard) Option: R L **Stufe, klein** step, small

Lang long R L **Stufe, groß** step, large

Wie Abdruck as impression R L **Nicht konisch** non-conical

Wie markiert as marked

Oberfläche Surface

Standard: ComforClean

Option: **ComforMed** **Verglasung** vitrification

Weichbeschichtung soft coating

Sichtfläche matt* (Standard bei Silber + Gold) visible surface matt* (standard at silver + gold)

Matt matt **Silber*** silver* **Gold*** gold*
 *nicht bei Open Folie *not for Audio Shell








Sonderoptionen additional options

Wachsen waxing **Standard: Normal**

Option: **Dünn** thin **Doppelt** double

Zugfaden extraction cord (Standard bei Open Folie standard for Audio shell)

Farbe Color

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| rötlich transparent reddish transparent | zitrus lemon | smaragd emerald | orange orange | purpur purple | rot red | blau blue |

Sonderwünsche Special requests

Cymba

Standard: Mittel middle Option: **Kurz** short **Lang** long