

# FORMULARZ NAPRAWY APARATÓW SŁUCHOWYCH ZAUSZNYCH I WEWNĄTRZUSZNYCH

# WSA

## 1. Dane zamówienia i data:

|  |
|--|
|  |
|--|

## 2. Zamawiający (pieczęć i podpis):

|  |
|--|
|  |
|--|

## 3. Dane aparatu słuchowego

|            |  |                                                                   |
|------------|--|-------------------------------------------------------------------|
| Nr seryjny |  | <input type="checkbox"/> Dostępny nowy wycisk (RMNI)              |
| Model      |  | <input type="checkbox"/> Proszę wykonać ze starego wycisku (RMOI) |
|            |  | <input type="checkbox"/> Reklamacja poprzedniej naprawy (C47)     |

## 4. Usterki dotyczące obudowy (ITE):

|                                                                    |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Obudowa za luźna/sprzęga (RM01)           | <input type="checkbox"/> Obudowa za ciasna (RM02)          |
| <input type="checkbox"/> Obudowa za luźna w kanale (RM43)          | <input type="checkbox"/> Obudowa za ciasna - helix (RM03)  |
| <input type="checkbox"/> Wsuwa się z ucha (RM27)                   | <input type="checkbox"/> Obudowa za ciasna w kanale (RM08) |
| <input type="checkbox"/> Przewód słuchawki HP za długi (RM54/CO-C) | <input type="checkbox"/> Za ciasna końcówka kanału (RM07)  |
| <input type="checkbox"/> Przewód słuchawki HP za krótki (CO-B)     | <input type="checkbox"/> Za duży, wystaje z ucha (RM12)    |
| <input type="checkbox"/> Kanał za długi (RM09)                     | <input type="checkbox"/> Ciężko włożyć do ucha (RM26)      |
| <input type="checkbox"/> Kanał za krótki (RM10)                    | <input type="checkbox"/> Uszkodzona obudowa (C23)          |

## 5. Modyfikacja obudowy (ITE):


|                                                                  |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Zwiększyć w zaznaczonym miejscu (RM28)  | <input type="checkbox"/> Dodać/usunąć WL (CO-P)                            |
| <input type="checkbox"/> Zmniejszyć w zaznaczonym miejscu (RM29) | <input type="checkbox"/> Dodać/usunąć podparcie (CO-F/CO-Q)                |
| <input type="checkbox"/> Szlif końcówki kanału (RM08)            | <input type="checkbox"/> Dodać/usunąć/zmienić wentylację                   |
| <input type="checkbox"/> Zmniejszyć szlif kanału (RM33)          | <input type="checkbox"/> Wielkość wentylacji ____ mm (RM22/23)             |
| <input type="checkbox"/> Wydłużyć kanał o ____ mm (MCL)          | <input type="checkbox"/> Zmiana wykończenia: matowanie/lakierowanie (CO-I) |
| <input type="checkbox"/> Skrócić kanał o ____ mm (MCSh)          | <input type="checkbox"/> Zmiana kształtu/wielkości obudowy (CO-M)          |
| <input type="checkbox"/> Maksymalnie długi kanał (MLONG)         | <input type="checkbox"/> Zmiana koloru obudowy (CO-N)                      |
| <input type="checkbox"/> Maksymalnie mały aparat (MSIZE)         | <input type="checkbox"/> Zmiana matrycy (CO-O)                             |
| <input type="checkbox"/> Dodać/usunąć Canal Grip (CO-E)          | <input type="checkbox"/> Obrót płytki frontowej o 90° (MFP90)              |
| <input type="checkbox"/> Dodać/usunąć żyłkę (CO-D)               | <input type="checkbox"/> Kopia aparatu bez żadnych zmian (MSAME)           |

## 6. Usterki dotyczące elektroniki (ITE/BTE):

|                                                        |                                                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Nie działa/nie wzmacnia (C11) | <input type="checkbox"/> Nie ładuje się (C22)                      |
| <input type="checkbox"/> Za cichy (C12)                | <input type="checkbox"/> Nie programuje się (C23)                  |
| <input type="checkbox"/> Przerywa (C13)                | <input type="checkbox"/> Nie działa Wireless/Bluetooth (C23B)      |
| <input type="checkbox"/> Zniekształca (C14)            | <input type="checkbox"/> Uszkodzona komora baterii (C32)           |
| <input type="checkbox"/> Wysoki pobór prądu (C21)      | <input type="checkbox"/> Uszkodzony przełącznik/potencjometr (C24) |
| <input type="checkbox"/> Za słaby akumulator (C46)     | <input type="checkbox"/> Przegląd (C41)                            |

## 7. Instrukcje specjalne:

|  |
|--|
|  |
|--|



☐ GWARANCJA

### UWAGA! PROSIMY O WYSYŁANIE TYLKO USZKODZONYCH URZĄDZEŃ.

W szczególności prosimy o nieprzesyłanie: wkładek, kabli i zasilaczy oryginalnych faktur zakupu (tylko skany lub kopie), kart gwarancyjnych, pudełek i opakowań itp. Nie jesteśmy w stanie ich przechowywać ani zagwarantować zwrotu.

**WSZELKIE WYSŁANE DODATKOWE PRZEDMIOTY ZOSTANĄ ZUTYLIZOWANE.**