

# Opciones de conectividad para audífonos Audio Service

Factor de forma			Transmisión de audio				Llamadas manos libres			Control mediante la app Audio Service
			Bluetooth® Classic	Bluetooth® LE Audio	ASHA	MFi	Bluetooth® Classic	Bluetooth® LE Audio	MFi	
G8	RIC	R Li T BC	●	-	-	-	●	-	-	●
	RIC	R Li, R Li T	-	●	●	●	-	●	●	●
	SR	SR Li	-	●	●	●	-	●	●	●
	BTE	B M, B P Li, B SP Li	-	●	●	●	-	●	●	●
	IF	IF CIC Li	-	-	-	-	-	-	-	●
	Custom	CIC Li	-	-	-	-	-	-	-	●
	Custom	DIC, CIC, ITC, ITE	-	-	-	-	-	-	-	●
G7	RIC	R S, R Li, R Li T	-	-	●	●	-	-	●	●
	SR	SR Li	-	-	●	●	-	-	●	●
	BTE	B M, B P, B SP	-	-	●	●	-	-	-	●
	Custom	ITC Li, ITE Li	-	-	●	●	-	-	●	●
G4	RIC	R Li	-	-	-	-	-	-	-	●
	BTE	B P Li, B SP Li	-	-	-	-	-	-	-	●

La disponibilidad de productos y la compatibilidad pueden variar según el país y el nivel tecnológico.  
 La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG Inc.  
 Cualquier uso de dichas marcas por parte de WSAUD A/S se realiza bajo licencia.  
 Las demás marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

