

## FORMULARIOS MOLDES INSTANT FIT

Código de Cliente:

Fecha:

Nombre del Centro:

Usuario:

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	3000	4000	6000	8000
Derecho (dB HL)									
Izquierdo (dB HL)									

Adaptación:

☐ Oído Derecho

☐ Oído Izquierdo

☐ Binaural

Instant Fit  
(Pila)

☐ Molde duro

Instant Fit  
(Recargable)

☐ Molde blando

☐ Molde duro




Canal

Para poder realizar estos moldes, las impresiones deben tener las siguientes características:

- Ángulo de la primera curva +90º
- Desde la primera curva hasta la terminación del canal. 12mm mínimo
- El ancho del canal entre la 1ª y la 2ª curva

- A) Mayor de 6mm
- B) Mayor de 12mm

1º curva ángulo mayor de 90º (dibujo verde)



\* No se admiten devoluciones de moldes

### OBSERVACIONES:

Indique otras características requeridas. En caso de no ser posibles, nuestro equipo de audiología contactará con usted. Las características por defecto no son modificables.